

Le berceau chauffant **BABY LEO VITA 48** permet d'assurer une température idéale pour tous les nouveaux-nés et de réchauffer ceux de faible poids incapables d'assurer eux-mêmes une normothermie dans les premiers jours de leur vie. Il est utilisé aussi bien en néonatalogie qu'en maternité.



- Facile à utiliser
- Confortable et sûr pour le bébé
- Fabriqué en France !



Berceau chauffant BABY LEO VITA 48

Le **BABY LEO VITA 48** est le compromis entre l'incubateur et le berceau ordinaire. Ce dispositif permet de faire un lien entre ces deux univers sans traumatisme pour le bébé et de manière progressive. Après une césarienne, en complément du « peau à peau », il dédramatise l'hypothermie.



FACILE À UTILISER :

- Design ultra compact avec un couchage cocon de 35 x 60cm.
- Ecran LCD avec affichage de toutes les informations en temps réel et bouton « turn & push » facilitant la navigation et les réglages.
- Position proclive réglable de 0 à 25%.
- Gestion de la sonde cutanée automatique.
- Habitacle facilement démontable permettant un nettoyage facilité.
- Aménagement discret des câbles sous l'habitacle.



CONFORTABLE ET SÛR POUR LE BÉBÉ :

- Couchage cocon en PU.
- Disponibilité d'un cocon pour jumeaux le COCONTWIN.
- Matelas gel moelleux.
- 8 sondes pilotent le chauffage en priorisant la plus chaude pour prévenir le moindre point chaud.
- Alarmes sonores et visuelles pour les limites de T°, les anomalies de fonctionnement, les coupures de secteur intempestives...



FABRICATION FRANÇAISE :

ECM conçoit et fabrique depuis 1991 des dispositifs de réchauffement de patients pour le milieu hospitalier dans son usine de production à Saint Léonard de Noblat près de Limoges.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Berceau chauffant (tout intégré compact) BABYLEO VITA 48	BABYLEO VITA48

Accessoires

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Cocon (de rechange) pour berceau BABYLEO VITA 48	COCON
Cocon jumeau pour berceau BABYLEO VITA 48	COCONTWIN



EUROCARE SAS
8-10 Rue Ernest Gouin
78 290 Croissy-Sur-Seine – France



Tél : 01.30.09.28.88
Web : www.eurocare.fr

LA QUALITÉ FRANÇAISE ECM

Marquage CE 0459

Les berceaux chauffants sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

Service après-vente

ECM assure la maintenance et la réparation des berceaux chauffants. Contactez notre SAV au : +33 5 55 56 32 40.

Garantie ECM

Les berceaux chauffants ECM sont garantis 12 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



ECM - Electro Concept,
Une société de Spengler Group
4 Bd. Henri Barbusse, 87400, Saint Léonard de Noblat, FRANCE

Tél. : +33 5 55 56 32 40
Mail : contact@electroconceptmedical.fr
Web : www.electroconceptmedical.fr