

Le berceau chauffant **BABY LEO VITA 48** permet d'assurer une température idéale pour tous les nouveaux-nés et de réchauffer ceux de faible poids incapables d'assurer eux-mêmes une normothermie dans les premiers jours de leur vie. Il est utilisé aussi bien en néonatalogie qu'en maternité.



- Facile à utiliser
- Confortable et sûr pour le bébé
- Fabriqué en France !



Berceau chauffant BABY LEO VITA 48

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS	17 Kg	
MATÉRIAU	Matelas	Gel de PU réticulé
	Cocon	PU
RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE	Principe de la mesure	CTN
	Plage de mesure	20°C à 41°C
	Précision de mesure	+/- 0.8°C
	Plage de réglage	30°C à 38.5°C / pas de 0.5°C
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	Tension de service	230 Vac - 50 Hz
	Alimentation en CC	48V
	Filtre secteur	Spécial médical
	Puissance absorbée	100W (Chauffe 80 W)
	Classification électrique	CLASSE I
	Courant de fuite	< 10 µA
	Fusibles	2 x 3.15A FI (dim. 5x20)
	Fusibles thermiques carte	80°C +/- 10°C 2.5A min
	Fusibles thermiques chauffe	55°C +/- 5°C 2.5A max
CONDITIONS D'UTILISATION	Température d'ambiance recommandée	21°C à 26°C
	Gamme de température	10°C / 40°C
	Pression atmosphérique	700 hPa à 1060 hPa
	Hygrométrie (sans condensation)	30% à 90%
CONDITIONS DE STOCKAGE	Type d'emballage	Origine
	Local	Ventilé
	Température de stockage	-20°C à 50°C
	Pression atmosphérique	900 hPa à 1060 hPa
	Hygrométrie (sans condensation)	30% à 90%
MARQUAGE CE	Marquage CE 0459, organisme notifié : G-MED, Classe DM : IIb	

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Berceau chauffant (tout intégré compact) BABYLEO VITA 48	BABYLEO VITA48

Accessoires

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Cocon (de rechange) pour berceau BABYLEO VITA 48	COCON
Cocon jumeau pour berceau BABYLEO VITA 48	COCONTWIN



EUROCARE SAS
8-10 Rue Ernest Gouin
78 290 Croissy-Sur-Seine – France



Tél : 01.30.09.28.88
Web : www.eurocare.fr

LA QUALITÉ FRANÇAISE ECM

Marquage CE 0459

Les berceaux chauffants sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

Service après-vente

ECM assure la maintenance et la réparation des berceaux chauffants.
Contactez notre SAV au : +33 5 55 56 32 40.

Garantie ECM

Les berceaux chauffants ECM sont garantis 12 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



ECM - Electro Concept,
Une société de Spengler Group
4 Bd. Henri Barbusse, 87400, Saint Léonard de Noblat, FRANCE

Tél. : +33 5 55 56 32 40
Mail : contact@electroconceptmedical.fr
Web : www.electroconceptmedical.fr