


ECM, le spécialiste de la prévention de l'hypothermie peropératoire !



FABRIQUÉ EN
FRANCE
MADE IN



- Facile d'utilisation
- En toute sécurité
- Fabrication française

Parce que des preuves cliniques ont démontré que l'hypothermie peropératoire peut induire des complications pour les patients, les couvertures chauffantes CB48 sont des systèmes de réchauffement actifs de patient, dédiés au bloc opératoire.



Les couvertures chauffantes pour bloc opératoire CB48

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BOÎTIER

POIDS	Boîtier	1.7 Kg
RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE	Principe de la mesure	CTN
	Plage de mesure	20°C à 41°C
	Précision de mesure	+/- 0.8°C
	Plage de réglage	30°C à 40°C / pas de 0.5°C
CONDITIONS D'UTILISATION	Température d'ambiance recommandée	21°C à 26°C
	Gamme de température	10°C / 40°C
	Pression atmosphérique	700 hPa à 1060 hPa
	Hygrométrie (sans condensation)	30% à 90%
CONDITIONS DE STOCKAGE	Type d'emballage	Origine
	Local	Ventilé
	Température de stockage	-20°C à 50°C
	Pression atmosphérique	900 hPa à 1060 hPa
	Hygrométrie (sans condensation)	30% à 90%
PROTECTION	Type BF / IP32	
MARQUAGE CE	Marquage CE 0459, organisme notifié : G-MED, Classe DM : IIb	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COUVERTURES CHAUFFANTES

	RÉFÉRENCE DE COUVERTURE CHAUFFANTE CB48 :		
	Modèle CB48-2 pédiatrique	Modèle CB48-3 Adulte-Haut du corps	Modèle CB48-11 Adulte - Corps entier
DIMENSIONS	80 x 100 cm	50 X 150 cm	100 x 150 cm
POIDS (hors boîtier) +/-0.2 Kg	1,9 Kg	1.7 Kg	2.7 Kg
PUISSANCE	70W	55 W	90 W
ALIMENTATION	230 V-50 Hz		
TENSION CHAUFFE	48Vcc		
PROTECTION	BF		
ETANCHÉITÉ	IP 35		
HOUSSE	PU		
TISSU INTERNE	83% acrylique / 17% coton		
POIGNÉE	0	0	4
RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	30 à 40°C		
SONDE CUTANÉE	non		





Les couvertures chauffantes pour bloc opératoire CB48

Les références :

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Couverture chauffante de bloc pédiatrique	CB48-2+BCB48
Couverture chauffante de bloc adulte (haut du corps)	CB48-3+BCB48
Couverture chauffante de bloc adulte (corps entier)	CB48-11+BCB48

Le boîtier BCB48 et les couvertures sont également disponibles seuls.



Les accessoires :

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Support couverture pour pied à sérum	SUPPS



LA QUALITÉ FRANÇAISE ECM

Marquage CE 0459

Les couvertures chauffantes sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

Service après-vente

ECM assure la maintenance et la réparation des couvertures chauffantes. Contactez notre SAV au : +33 5 55 56 32 40.

Garantie ECM

Les couvertures chauffantes ECM sont garanties 12 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



ECM - Electro Concept,
Une société de Spengler Group
4 Bd. Henri Barbusse, 87400, Saint Léonard de Noblat, FRANCE

Tél. : +33 5 55 56 32 40
Mail : contact@electroconceptmedical.fr
Web : www.electroconceptmedical.fr