


## ECM, le spécialiste de la prévention de l'hypothermie !



FABRIQUÉ EN  
  
FRANCE  
MADE IN



- Facile d'utilisation
- En toute sécurité
- Fabrication française



# Les couvertures chauffantes pour salle de réveil CR

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BOÎTIER

<b>POIDS</b>	Boîtier	0.9 Kg
<b>RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE</b>	Principe de la mesure	CTN
	Plage de mesure	20°C à 41°C
	Précision de mesure	+/- 0.8°C
	Plage de réglage	30°C à 40°C / pas de 0.5°C
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Température d'ambiance recommandée	21°C à 26°C
	Gamme de température	10°C / 40°C
	Pression atmosphérique	700 hPa à 1060 hPa
	Hygrométrie (sans condensation)	30% à 90%
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE</b>	Type d'emballage	Origine
	Local	Ventilé
	Température de stockage	-20°C à 50°C
	Pression atmosphérique	900 hPa à 1060 hPa
<b>MARQUAGE CE</b>	Hygrométrie (sans condensation)	30% à 90%
	Marquage CE 0459, organisme notifié : G-MED, Classe DM : IIb	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COUVERTURES CHAUFFANTES

### RÉFÉRENCE DE COUVERTURE CHAUFFANTE CR :

	Modèle CR1 Nourrisson	Modèle CR2 Enfant	Modèle CR11 Adulte
<b>DIMENSIONS</b>	40 x 45 cm	80 x 100 cm	100 x 150 cm
<b>POIDS (hors boîtier) +/- 0.2 Kg</b>	0.6 Kg	1.5 Kg	2.4 Kg
<b>PUISSANCE</b>	25 W	65 W	150 W
<b>ALIMENTATION</b>	230 V 50 Hz		
<b>ETANCHÉITÉ BOÎTIER/COUV</b>	IP 32/IP 35		
<b>HOUSSE SOUDÉE</b>	PU		
<b>TISSU INTERNE</b>	83% acrylique / 17% coton		
<b>POIGNÉE</b>	0	0	4
<b>RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE</b>	30 à 40°C		
<b>PRÉCISION RÉGULATION</b>	+/- 1°C		

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Couverture chauffante type réveil nourrisson	CR1+BCR
Couverture chauffante type réveil enfant	CR2+BCR
Couverture chauffante type réveil adulte	CR11+BCR

Le boîtier seul BCR et les couvertures seules sont aussi disponibles.

## LA QUALITÉ FRANÇAISE ECM

### Marquage CE 0459

Les couvertures chauffantes sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

### Service après-vente

ECM assure la maintenance et la réparation des couvertures chauffantes. Contactez notre SAV au : +33 5 55 56 32 40.

### Garantie DDM

Les couvertures chauffantes ECM sont garanties 24 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



ECM,  
Une société de Spengler Group  
4 Bd. Henri Barbusse, 87400, Saint Léonard de Noblat, FRANCE

Tél. : +33 5 55 56 32 40  
Mail : [contact@electroconceptmedical.fr](mailto:contact@electroconceptmedical.fr)  
Web : [www.electroconceptmedical.fr](http://www.electroconceptmedical.fr)