

ECM prend soin des tout-petits patients en proposant son **matelas chauffant PrimaLéo** conçu pour le réchauffement des nouveaux nés dans les services de **néonatalogie** et de **maternité**.



- Confortable pour le bébé
- Simplicité d'utilisation et sécurité
- Fabrication française



Matelas chauffant PrimaLéo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS	Boîtier	1.6 Kg (+/- 0.2 kg)
	Cartouche chauffante	1.95 Kg
RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE	Principe de la mesure	CTN
	Plage de mesure	20°C à 41°C
	Précision de mesure	+/- 0.8°C
	Plage de réglage	30°C à 38.5°C / pas de 0.5°C
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	Tension de service	230 Vac - 50 Hz
	Filtre secteur	Spécial médical
	Tension matelas	24 Vcc
	Tension carte	5 Vcc
	Puissance absorbée	55W
	Puissance de chauffage	40W
	Courant maximum	0.3 A
	Courant hors charge	0.087 A (RMS)
	Classification électrique du boîtier	CLASSE I
	Courant de fuite	< 10 µA
	Fusibles	2 x 3.15A FI (dim. 5x20)
	Fusibles thermiques carte	90°C +/- 10°C 2.5A min
	Fusibles thermiques chauffe	50°C +/- 5°C 2.5A max
	CONDITIONS D'UTILISATION	Température d'ambiance recommandée
Gamme de température		10°C / 40°C
Pression atmosphérique		700 hPa à 1060 hPa
Hygrométrie (sans condensation)		30% à 90%
CONDITIONS DE STOCKAGE	Type d'emballage	Origine
	Local	Ventilé
	Température de stockage	-20°C à 50°C
	Pression atmosphérique	900 hPa à 1060 hPa
MARQUAGE CE	Hygrométrie (sans condensation)	30% à 90%
	Marquage CE 0459, organisme notifié : G-MED, Classe DM : IIb	

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Chauffe-bébé PrimaLéo - Matelas chauffant	PRIMALEO



EUROCARE SAS
8-10 Rue Ernest Gouin
78 290 Croissy-Sur-Seine – France



Tél : 01.30.09.28.88
Web : www.eurocare.fr

LA QUALITÉ FRANÇAISE ECM

Marquage CE 0459

Les matelas chauffants sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

Service après-vente

ECM assure la maintenance et la réparation des matelas chauffants.
Contactez notre SAV au : +33 5 55 56 32 40.

Garantie ECM

Les matelas chauffants ECM sont garantis 12 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



ECM - Electro Concept,
Une société de Spengler Group
4 Bd. Henri Barbusse, 87400, Saint Léonard de Noblat, FRANCE

Tél. : +33 5 55 56 32 40
Mail : contact@electroconceptmedical.fr
Web : www.electroconceptmedical.fr